

INFORME DE MANTENIMIENTO

LABORATORIO DE BIOMÉDICA

Informe No.:	32062	Fecha de Mantenimiento:	2023-03-20
Propietario:	CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP.	Técnico de Mantenimiento:	Ing. Mateo Bórquez
Dirección:	LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY, QUITO, PICHINCHA		

1. Datos


Equipo:	Nebulizador	Código empresa:	*****
Marca:	American Bantex Corp	Rango:	*****
Modelo:	AlphaNeb Plus 3200	División de escala:	*****
Serie:	083383	Ubicación:	Dispensario Médico

2. Condiciones Ambientales


Temperatura:	21.8 °C	Humedad Relativa:	46.2 % HR
---------------------	---------	--------------------------	-----------

3. Descripción de Actividades realizadas

A continuación, se detallan los pasos realizados en el mantenimiento preventivo:

GRÁFICO DEL EQUIPO	TRABAJO REALIZADO	ESTADO
	Limpieza de carcasa	✓
	Inspección de conexión eléctrica	✓
	Inspección de switch de encendido	✓
	Inspección de conexiones de ventilador y bomba de aire.	✓
	Inspección de mangueras de aire.	✓
	Inspección y verificación de integridad de ventilador	✓
	Pruebas generales del equipo	✓
	Limpieza Interna del equipo	✓

Después del Mantenimiento Preventivo se determinó que el equipo funciona correctamente.



Ing. Mateo Bórquez
Técnico Mantenimiento



Ing. Diego Almeida
JEFE DE MANTENIMIENTO



ANEXOS:




Figura 1. Acumulación de abundante

