

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	JAMES BROWN PHARMA C.A.		
RUC:	1790462854001	Fecha:	10/24/25, 2:31 PM
Dirección:	AVENIDA INTEROCEÁNICA KM 23 1/2 Y PASAJE COSTA SAMBRONE, QUITO		
e-mail:	avelasco@jamesbrownpharma.com	Teléfonos:	023 997 000/098
Contacto:	Ing. Anabel Velasco	Cargo:	CONTROL DE

DATOS DEL INSTRUMENTO							
Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	62781	Termohigrómetro Res. 0.1	ELICROM	TH-0511	(-50 a 70) °C (20 a 99) %HR (20 a 99) %HR	JBP-THGM-026	NINGUNA
2	62783	Termohigrómetro Res. 0.1	ELICROM	TH-0511	(-50 a 70) °C (20 a 99) %HR (20 a 99) %HR	JB-THGM-061	NINGUNA
3	62784	Termohigrómetro Res. 0.1	ELICROM	TH-0511	(-50 a 70) °C (20 a 99) %HR (20 a 99) %HR	JB-THGM-067	NINGUNA
4	62785	Termohigrómetro Res. 0.1	ELICROM	TH-0511	(-50 a 70) °C (20 a 99) %HR (20 a 99) %HR	JBP-THGM-089	NINGUNA
5	62786	Termohigrómetro Res. 0.1	ELICROM	TH-0511	(-50 a 70) °C (20 a 99) %HR (20 a 99) %HR	JBP-THGM-177	NINGUNA
6	62787	Termohigrómetro Res. 0.1	ELICROM	TH-0511	(-50 a 70) °C (20 a 99) %HR (20 a 99) %HR	JBP-THGM-180	NINGUNA
7	62788	Termohigrómetro Res. 0.1	ELICROM	TH-0511	(-50 a 70) °C (20 a 99) %HR (20 a 99) %HR	JBP-THGM-239	NINGUNA
8	62789	Termohigrómetro Res. 0.1	ELICROM	TH-0511	(-50 a 70) °C (20 a 99) %HR (20 a 99) %HR	JBP-THGM-241	NINGUNA
9	62790	Termohigrómetro Res. 0.1	ELICROM	TH-0511	(-50 a 70) °C (20 a 99) %HR (20 a 99) %HR	JBP-THGM-285	NINGUNA
10	62791	Termohigrómetro Res. 0.1	ELICROM	TH-0511	(-50 a 70) °C (20 a 99) %HR (20 a 99) %HR	JBP-THGM-291	NINGUNA
11	62792	Termohigrómetro Res. 0.1	ELICROM	TH-0511	(-50 a 70) °C (20 a 99) %HR (20 a 99) %HR	JBP-THGM-293	NINGUNA
12	62807	Termohigrometro (datalogger)	ELICROM	ELC-4HC	(-30 a 60) °C (20 a 90) %HR	EF7235100149	El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento El Equipo requiere cambio de batería (X1-CR2450)
13	62808	Termohigrometro (datalogger)	ELICROM	ELC-4HC	(-30 a 60) °C (20 a 90) %HR	EF7235100770	NINGUNA Accesorios: X1 Sonda de medición Externa
14	62813	Term. Líquido en Vidrio	ALLA FRANCE	PromoLab®	(-20 a 110) °C	JB-TERM-008	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo
15	62814	Term. Líquido en Vidrio	ALLA FRANCE	PromoLab®	(-20 a 110) °C	JB-TERM-097	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN			
Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	recepcion.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:	Firma:		