

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C A		
RUC:	1190049406001	Fecha:	8/26/25, 4:45 PM
Dirección:	VALLE / MAIQUETIA SN Y BRASILIA, LOJA (LOJA), ECUADOR		
e-mail:	ngodoy@ile.com.ec	Teléfonos:	073666170/098 643
Contacto:	Ing. Nancy Godoy	Cargo:	Control de Calidad

DATOS DEL INSTRUMENTO							
Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	60566	Termocupla / Termopar [3pts]	BrainChild	BTC-4100	(40 a 100) °C	Secador 1345	En Sitio
2	60567	Termocupla / Termopar [3pts]	BrainChild	BTC-4100	(40 a 100) °C	Secador 1202	En Sitio
3	60568	Termocupla / Termopar [3pts]	BrainChild	BTC-4100	(40 a 100) °C	Secador 1344	En Sitio
4	60569	Termocupla / Termopar [3pts]	BrainChild	BTC-4100	(40 a 100) °C	Secador 1263	En Sitio
5	60570	Termocupla / Termopar [3pts]	BrainChild	BTC-4100	(40 a 100) °C	Secador 1089	En Sitio
6	60571	Termocupla / Termopar [3pts]	BrainChild	BTC-4100	(40 a 100) °C	Secador 1090	En Sitio
7	60572	Termocupla / Termopar [3pts]	BrainChild	BTC-4100	(40 a 100) °C	Secador 1264	En Sitio
8	60573	Termocupla / Termopar [3pts]	OMRON	E5CC	(40 a 100) °C	Secador 1038	En sitio
9	60574	Termocupla / Termopar [3pts]	DIGIMEC	CHME	(40 a 100) °C	Secador 1203	En Sitio
10	60576	Termómetro Digital	AUTONICS	TC4Y	(-100 a 400) °C	Secador 4709	En Sitio
11	60577	Termómetro Digital	AUTONICS	TC4Y	(-100 a 400) °C	Secador 4707	En Sitio
12	60579	Termómetro Digital	AUTONICS	TC4Y	(-100 a 400) °C	Secador 7137	En Sitio
13	60580	Termómetro Digital	AUTONICS	TC4Y	(-100 a 400) °C	Secador 7154	En Sitio
14	60581	Termómetro Digital	AUTONICS	TC4Y	(-100 a 400) °C	Secador 4611	En Sitio
15	60583	Termómetro Digital	DIGIMEC	CHME	(-100 a 400) °C	Secador 1346	En Sitio
16	60584	Estufa/Horno	BrainChild	BTC-4100	(-200 a 850) °C	Secador 1090 .	En Sitio
17	60585	Estufa/Horno	DIGIMEC	CHME	(-200 a 850) °C	Secador 1203 .	En Sitio
18	60589	Estufa/Horno	OMRON	E5CC	VER ESPECIFICACIONES	Secador 7137 .	En Sitio
19	60590	Estufa/Horno	OMRON	E5CC	VER ESPECIFICACIONES	Secador 4709 .	En Sitio

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN			
Elaborado por:	1725751984	Steven Muñoz	laboratorio5@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:	Firma:		