

1792514576001

INNOVATEC CIA. LTDA.

- Temperatura
- Masa
- Fuerza
- Humedad
- Volumen
- Fotometría
- Variables Eléctricas
- Flujo
- Sonometría
- Presión
- Densidad
- Fuerza Rotacional
- Par Torsional
- Viscosidad
- Tiempo
- Longitud
- Dureza
- Análisis Dimensional



LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2025-13124

Asesor:

FB

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	TECHNOLOGY Y METROLOGY TEGMETRO SA		
RUC:	1792649188001	Fecha:	9/17/25, 11:09 AM
Dirección:	JUAN DOMINGO N65-85 Y MANUEL GUIZADO, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	comercial2.tegmetro@gmail.com	Teléfonos:	6007779/095887701
Contacto:	CRISTINA MATANGO	Cargo:	Asesora Comercial

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	61393	Tensiómetro Clínico	ADVOCATE	FT-B05W	(0 a 300) mmHg	INN-61393	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo
2	61394	Tensiómetro Clínico	ADVOCATE	FT-B05W	(0 a 300) mmHg	INN-61394	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo
3	61395	Tensiometro Digital	SCANMED	DBP-1314	(0 a 280) mmHg	INN-49920	NINGUNA Accesorios: X1 Brazalete
4	61396	Desfibrilador	HEARTSINE	SAMARITAN PAD 350P	(0 a 200) J	16D01008283	los parches tienen un cable pelado en la union con la balearia Accesorios: Estuche del equipo X1 Par de parches (abiertos) Manual

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	repcion.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
 José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
 +593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
 +593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
 innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

INN-FAD-05 (5)

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
 Capacitación Especializada, Asesora,
 Proyectos de Ingeniería, y más...